

アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル

DIAMONDBACK 360[®]

CORONARY ORBITAL ATHERECTOMY SYSTEM



ワンタッチ操作で デバイスの起動・回転速度の変更が可能です。

Diamondback 360® Coronary Orbital Atherectomy System



クラシッククラウン

1.25mmのクラシッククラウンは、
全周にダイヤモンドコーティングが施されており、前進時と後退時の双方向で治療可能です。

Diamondback Coronary OAD Classic Crown

カタログ品番	クラウンサイズ	シャフト長	JANコード
DBEC-125	1.25mm	135cm	0850000491533

医療機器承認番号：22900BZI00004000
販売名：Diamondback 360 Coronary Orbital Atherectomy システム
特定保険医療材料区分：心臓手術用カテーテル(4)特殊カテーテル①切削型

ViperWire Advance Coronary Guide Wire Flex Tip

カタログ品番	inch	長さ	JANコード
GWC-12325LG-FT	0.012"/0.014" tip	325cm	0850000491144

医療機器承認番号：22900BZI00004000
販売名：Diamondback 360 Coronary Orbital Atherectomy システム
特定保険医療材料区分：経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー(1)一般用



ViperSlide 潤滑剤

カタログ品番	JANコード
VPR-SLD2	0852528005124

医療機器承認番号：22900BZI00004000
販売名：Diamondback 360 Coronary Orbital Atherectomy システム
特定保険医療材料区分：なし



OASポンプ

カタログ品番	JANコード
SIP-3000	0852528005674

医療機器承認番号：22900BZI00004000
販売名：Diamondback 360 Coronary Orbital Atherectomy システム
特定保険医療材料区分：なし

販売代理店：
大塚メディカルデバイス株式会社
東京都千代田区神田司町二丁目9番地

製造業者：
Cardiovascular Systems, Inc.
カーディオバスキュラー システムズ インク (米国)

選任製造販売業者：
ヴォーバル・テクノロジーズ株式会社
〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-3-16
日本橋室町ビル8階
TEL 03-5544-8340 FAX 03-5544-8653

【お問い合わせ先】
住所：〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー13階
流通管理部カスタマーサービス (ご注文受付窓口) TEL：03-6361-7684 FAX：03-3471-1535
お問い合わせ (コールセンター) TEL：03-6717-1458 (平日 9：00～17：00)